



学会レベルで周知されている唯一の光療法器具です。

私達の生活は日中に屋内にいることが多く、太陽の光を浴びる時間は多くありません。24時間社会が浸透し、深夜に働く人たちも珍しくなくなりました。そして子供達は、塾通いやゲーム遊びなどで夜更かしの傾向が強まっています。現代社会は、大人も子供も生活のリズムが乱れがちなのです。

ブライトライトME+を使えば、屋内に居ながら自然な太陽光に近い光を浴びることができます。身体のリズムを内側から改善し、心もからだもリフレッシュしましょう！

◆ ブライトライトの特長

1. 光バランス

自然光に近い白色光。「低輝度」、「高演色」、「適切な色温度」のバランスがとれた光を実現。

2. 紫外線をカット

前面カバーにより紫外線をカットして目の安全を確保。

3. チラツキを低減

目の疲れや頭痛の原因となるチラツキを抑えるインバータ方式を採用。

4. 広い発光面

発光面を広くし輝度(眩しさ)を下げつつ高照度を実現。

5. 時刻・時間タイマー

指定した時刻に自動点灯・消灯。手動点灯した場合も指定した時間経過すると自動消灯。



自然な太陽光を屋内で！
こころもからだもリフレッシュ

◆ 抜群の「光バランス」



ブライトライトME+の特長の中で、その根幹となるのは光療法器具としての光バランスの良さです。

具体的には、高照度を実現しながら、「低輝度」、「高演色(自然光)」、「適切な色温度(色合い)」の3つのバランスを最適化しています。

価格 ¥39,800 (税込、送料別)
535(高) x 330(幅) x 135(奥) mm, 4.3 kg

ランプ: 専用15Wランプ×6本

ランプ寿命: 約1000時間

相関色温度: 6700K, 演色評価数: 93

電源: AC100V, 50/60Hz, 消費電力: 約103ワット

注: ブライトライトME+は医療器具ではありません。

ブライトライト専門店

高照度光療法の標準器 ブライトライトME+

- ◆ 医療機関・施設への納入実績 600件以上 (2017年6月現在)
- ◆ 光療法のノウハウとサポートを提供 (特典3点セット付)

◆ 使い方はとても簡単

ここでは朝起きれない方の一般的な使い方(一例)を紹介します。

起床後直ぐにブライトライトME+の光を浴びます(写真参照)。照射距離に応じて照射時間が決まります(表参照)。

光は身体で浴びるのではなく、「目」に取り込みます。この時、ブライトライトME+を直視する必要はなく、十分に光が「視界」の中に入っていれば結構です。

朝食や新聞・テレビ・読書をしながら光を浴びれば良いので、無理なく生活の中に取り込めます。

まずは2週間継続

症状に依存しますが、まずは2週間じっくりと取り組み、体内リズムの改善効果を感じましょう。



照射距離	照射時間 (ルクス)
30cm	20-30分 (10,000ルクス)
50cm	40-60分 (5,000ルクス)
70cm	80-120分 (2,500ルクス)

◆ 特典3点セット付き

1. 高照度光療法ハンドブック

光療法の使用方法、注意点など書かれた実践書。約40ページ。

2. 朝起きるの秘訣! (冊子)

朝起きれない方向けの要点のまとめ。8ページ。

3. 1年間の無料電話サポート

光療法に関連する疑問やお悩みなど、お気軽にお問い合わせいただけます。



◆ アクセサリー



高性能の専用交換ランプ

寿命は約1000時間。毎日1時間使用しておよそ3年程度使用できます。

6本セット: ¥5,250 (税込、送料別)



◆ お問い合わせ・ご注文

ブライトライト専門店

TEL : 078-997-0287

<http://brightlight-store.ovtp.net/>

(有)オーバー・ザ・トップ

〒651-2242 兵庫県神戸市西区井吹台東町1-4-2-402

ネットでのご注文

「ブライトライト専門店」で検索してご注文ください。Amazon、Yahoo!ショッピングでも販売しています。

注記：
・ブライトライトME+は医療器具ではありません。
・価格、仕様は予告なく変更する場合があります。